



*Stampanti per  
balance: **TLP50***

Stampante collegabile a tutte le bilance con uscita dati RS232.

Fornita con cavi di collegamento e software per impostazione data/ora.

Metodo di stampa con ora e data, possibilità di stampare su etichette adesive o carta termica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Stampa con barcode (CODE 39, UPC-A, JAN (EAN)13)
- Stampa con ORA e DATA
- Velocità di stampa 25mm/sec
- Possibilità di stampa con carta continua o con etichette adesive
- Interfaccia seriale RS232
- Foglio di stampa 48 mm
- Alimentazione DC12V (in dotazione)
- Cavo RS232 (in dotazione)



ACCESSORI

**A2-1400**

Rotolino carta termica larghezza 55mm per stampante modello TLP-50/DPP250

**A2-1405**

Rotolino etichette adesive 55x25mm per stampante modello TLP-50 (Q.ty 600)